


RYCOLAB



Verwendung

Für die Vorbereitung mehrerer Proben gleichzeitig.

Gerätebeschreibung


Diese Vorrichtung erlaubt es, mehrere Streifen gleichzeitig zu schneiden. Die Präzision ist kleiner 0,1 mm und die Länge hängt von der Probe ab. Die Proben werden mit kleinen Schneidrädchen ausgeschnitten. Es besteht keine Verletzungsgefahr.

Modelle

In verschiedenen Dimensionen, Variable Länge

X= Anzahl der Streifen

Y= Breite der Streifen



Y	X	
1/2	1 to 5	12.7 mm Breite
15	1 to 5	15 mm Breite
25	1 to 5	25 mm Breite
01	1 to 5	25.4 mm Breite
30	1 to 5	30 mm Breite
50	1 to 4	50 mm Breite
100	1 to 2	100 mm Breite